

Fiche d'information : Pleural Vent® dans le traitement du pneumothorax

Le pneumothorax : c'est de l'air qui est entré dans la cavité pleurale, entre le poumon et la paroi thoracique. Cet air est arrivé soit spontanément par rupture de petites alvéoles pulmonaires (pneumothorax spontané) soit à la suite d'un geste technique invasif (biopsie, ponction vasculaire... : pneumothorax iatrogène).



Le Pleural Vent® est un dispositif de traitement ambulatoire du pneumothorax permettant l'évacuation continu de l'air au travers d'une valve anti retour. Ce dispositif est posé sous anesthésie locale.

Il reste en place 24 h à 7 jours en fonction de la rapidité de résorption de l'air.

Il est fixé par un pansement adhésif.


-Au sommet, une **valve bleue** bouge lors de la sortie de l'air du thorax. L'arrêt du mouvement de la valve signe le plus souvent la guérison du pneumothorax.

-A la base, un **accès** permet de vider du liquide qui peut s'accumuler dans le dispositif.

- Conserver avec vous le raccord dédié (fourni aux urgences le jour de la pose) lors de vos venues en consultation et en cas de nouvelle admission aux urgences



Au sommet : valve bleue d'évacuation de l'air



A la base : Accès pour vidange du dispositif



Comment prendre soins de vous et de votre Pleural Vent ?

- Une douleur peut survenir lors du recollement du poumon, généralement calmée par la prise de paracétamol.
- Vous pouvez prendre une douche mais évitez de mouiller le pansement (risque de décollement).
- Vous pouvez continuer vos activités quotidiennes habituelles, mais éviter les efforts violents, la piscine et bien sûr les voyages en avion.
- Le retrait du dispositif se fait par le médecin lors de la consultation de suivi une fois la constatation de la guérison du pneumothorax. Si le pneumothorax n'est pas résorbé au bout de 7 jours, le dispositif est enlevé et un autre traitement du pneumothorax est proposé

Que faire dans les circonstances suivantes : ?

- Si une douleur importante survient ou si vous vous sentez de plus en plus essoufflé ou s'il survient un gonflement de la zone du dispositif : consulter (appelez dans le service de pneumologie 0567771626 ou consulter aux urgences (il y a peut-être une récurrence du pneumothorax). En cas d'urgence vitale : composer le 15.
- Si le dispositif se remplit de liquide : il faut vider le dispositif (aspiration par une seringue au travers de l'accès de la base après désinfection) : contactez le service de pneumologie 0567771626
- Si le pansement se décolle : prévenez le service de pneumologie

Date de votre prochain rendez vous

- Consultation de pneumologie (hôpital Larrey)
- Le / / à h
- Avec le Dr